

LIEFER-
PROGRAMM
MINIMAL
INVASIVE
CHIRURGIE


sortiert nach Nahtmaterial

ETHICON
a *Johnson & Johnson* company










Lieferprogramm MIC sortiert nach Nahtmaterial

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Beschreibung	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Artikel-Nummer
			USP	metric			

Endoloop Ligaturschlinge in Langpackung mit Mecanyl Kunststoffknotenschieber

		VICRYL , violett geflochten, resorbierbar	0	3,5	0,90	12	MIC 511 G
		PDS II , violett monofil, resorbierbar	3-0	2	0,90	12	MIC 108 G
		PDS II , violett monofil, resorbierbar	2-0	3	0,90	12	MIC 109 G
		PDS II , violett monofil, resorbierbar	0	3,5	0,90	12	MIC 110 G
		PDS II , violett monofil, resorbierbar	1	4	0,90	12	MIC 111 G
		PDS II , violett monofil, resorbierbar, große Schlinge	0	3,5	1,50	12	MIC 112 G
		PDS II , violett monofil, resorbierbar, große Schlinge	1	4	1,50	12	MIC 113 G
		PROLENE , blau monofil, nicht resorbierbar	2-0	3	0,90	12	EH 464 G

Ethi-Endo-Naht, Nadel Faden-Kombination in Langpackung, für die extrakorporale Knotung mit Mecanyl Kunststoffknotenschieber


	 SH-plus	26,0	VICRYL , violett geflochten, resorbierbar	0	3,5	1,00	12	MIC 534 G
			PDS II , violett monofil, resorbierbar	2-0	3	1,20	12	MIC 136 G
			PDS II , violett monofil, resorbierbar	0	3,5	1,00	12	MIC 134 G
	 SHT	26,0	PDS II , violett monofil, resorbierbar	0	3,5	1,00	12	MIC 130 G
	 SHT VISI BLACK	26,0	PDS II , violett monofil, resorbierbar	2-0	3	1,00	12	MIC 131 G
	 ST4 VISI BLACK	19,0	PDS II , violett monofil, resorbierbar	2-0	3	1,00	12	MIC 133 G
	 PSG	30,0	PDS II , violett monofil, resorbierbar	0	3,5	1,00	12	MIC 171 G
			PDS II , violett monofil, resorbierbar	1	4	1,00	12	MIC 170 G
	 BB VISI BLACK	17,0	PROLENE , blau monofil, nicht resorbierbar	2-0	3	1,00	12	MIC 202 G
 JB VISI BLACK	26,0	ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	2-0	3	1,00	12	MIC 260 G	
 ST3	22,0	ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	0	3,5	1,00	12	EX 10 C G	

	Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Beschreibung	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Artikelnummer
				USP	metric			








Endo-Suture-System, wiederverwendbarer Applikator, Metallinstrument für die extrakorporale Schlingen- und Knotentechnik, unsteril

			ENDO APPLIKATOR Endo-Suture-System				1	ESS 15

Endo-Suture-System, Schlinge für die endoskopische Schlingenligatur

			VICRYL , violett geflochten, resorbierbar, Endo-Suture-System, Schlinge	0	3,5	0,40	12	EJ 11
			VICRYL , violett geflochten, resorbierbar, Endo-Suture-System, große Schlinge	0	3,5	0,60	12	EJ 12
			PDS II , violett monofil, resorbierbar, Endo-Suture-System, Schlinge	0	3,5	0,40	12	EZ 11
			PDS II , violett monofil, resorbierbar, Endo-Suture-System, große Schlinge	0	3,5	0,60	12	EZ 12
			PROLENE , blau monofil, nicht resorbierbar, Endo-Suture-System, große Schlinge	2-0	3	0,60	12	ED 13

Endo-Suture-System, Nadel-Faden-Kombination für die extrakorporale Knotung










	SH1-plus 	22,0	VICRYL , violett geflochten, resorbierbar	3-0	2	1,10	12	EB 15		
	EN3 	24,0	VICRYL , violett geflochten, resorbierbar	2-0	3	1,10	12	EB 12		
			PDS II , violett monofil, resorbierbar	0	3,5	1,10	12	EB 11		
			PDS II , violett monofil, resorbierbar	2-0	3	1,10	12	EA 12		
			PROLENE , blau monofil, nicht resorbierbar	2-0	3	1,10	12	ED 12		
	SH-plus 	26,0	ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	0	3,5	1,10	12	EC 50		
			JB  VISI BLACK	26,0	ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	2-0	3	1,10	12	EC 52
					ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	2-0	3	1,10	12	EC 52
	EN3 	24,0	ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	2-0	3	1,10	12	EC 12		
			ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	0	3,5	1,10	12	EC 11		
	ST4  VISI BLACK	19,0	ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	2-0	3	1,10	12	EC 72 G		
			ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	2-0	3	1,10	12	EC 72 G		

	Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Beschreibung	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Artikel-Nummer		
				USP	metric					

Extrakorporale Naht

	 JB1 VISI BLACK	22,0	VICRYL , violett geflochten, resorbierbar	3-0	2	1,20	36	MIC 565	H
	 ST4	19,0	VICRYL , violett geflochten, resorbierbar	2-0	3	1,20	36	MIC 572	H
 SH-plus	19,0	PDS II , violett monofil, resorbierbar	2-0	3	1,20	36	Z 120	H	
	26,0	ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	0	3,5	1,20	36	X 1059	H	
 JB VISI BLACK	26,0	ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	2-0	3	1,20	36	MIC 253	H	

Intrakorporale Naht

	 SH-plus	26,0	MONOCRYL , violett monofil, resorbierbar	3-0	2	0,20	36	MIC 105	H
	 JB1 VISI BLACK	22,0	VICRYL , violett geflochten, resorbierbar, Ethi-Endo-Mikro-Naht	4-0	1,5	0,20	36	MIC 563	H
	 BB VISI BLACK	17,0	VICRYL , violett geflochten, resorbierbar, Ethi-Endo-Mikro-Naht	4-0	1,5	0,20	36	MIC 101	H
	 SHT VISI BLACK	26,0	VICRYL , violett geflochten, resorbierbar	3-0	2	0,20	36	MIC 552	H
	 ST4 VISI BLACK	19,0	VICRYL , violett geflochten, resorbierbar, Ethi-Endo-Mikro-Naht	4-0	1,5	0,20	36	MIC 103	H
			VICRYL , violett geflochten, resorbierbar	3-0	2	0,20	36	MIC 573	H
	 JB-1 VISI BLACK	22,0	PDS II , violett monofil, resorbierbar, Ethi-Endo-Mikro-Naht	4-0	1,5	0,20	36	MIC 163	H
	 JB VISI BLACK	26,0	PDS II , violett monofil, resorbierbar	3-0	2	0,20	36	MIC 161	H
	 JBT VISI BLACK	26,0	PDS II , violett monofil, resorbierbar	3-0	2	0,20	36	MIC 182	H
	 ST4 VISI BLACK	19,0	PDS II , violett monofil, resorbierbar, Ethi-Endo-Mikro-Naht	4-0	1,5	0,20	36	MIC 102	H
			PDS II , violett monofil, resorbierbar	3-0	2	0,20	36	MIC 173	H

Lieferprogramm MIC sortiert nach Nahtmaterial

	Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Beschreibung	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Artikel-Nummer
				USP	metric			



LAPRA TY II Applikationszange

			Lapra Ty II Applikationszange				1	MIC 4030
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	---	----------

LAPRA TY II Fadenfixierclip




			2 Clips steril im Magazin				6	MIC 4032
			4 Clips steril im Magazin				6	MIC 4034
			6 Clips steril im Magazin				6	MIC 4036

Ethi-Endo-Clip-Naht nach Lahodny


 BB VISI BLACK	17,0	Clipnaht mit 2 ABSOLOK PLUS Clips, Größe mittel	3-0	2	0,07	24	MIC 54	E
			3-0	2	0,10	24	MIC 55	E
 ST4 VISI BLACK	19,0	Clipnaht mit 2 ABSOLOK PLUS Clips, Größe mittel	3-0	2	0,07	24	MIC 52	E
			3-0	2	0,10	24	MIC 51	E

(kompatibel mit Clipanlagezange AP 2010 S Δ Stärke: mittel)

Trokarinzisionsnaht

 TN	26,0	VICRYL , violett geflochten, resorbierbar	2-0	3	1,10	36	MIC 514	H
			0	3,5	1,10	36	MIC 515	H
 J	31,0	VICRYL , violett geflochten, resorbierbar	0	3,5	0,45	36	MIC 518	H
 TN	26,0	PDS II , violett monofil, resorbierbar	2-0	3	1,10	36	MIC 114	H
			0	3,5	1,10	36	MIC 115	H

Schlingennaht für die intrakorporale, fortlaufende Naht

 SHT	26,0	VICRYL , violett geflochten, als Schlingennaht, resorbierbar	3-0	2	0,40	36	MIC 540	H
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------------------------------------------------------------	-----	---	------	----	---------	---

SUTUPAK für extrakorporale Ligaturen

		VICRYL , violett geflochten, resorbierbar	1	4	1,40	36	V 617	H
		PDS II , violett monofil, resorbierbar	2-0	3	1,20	36	Z 512	H
		ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	2-0	3	1,20	36	EH 6468	H

Folgende Nadeltypen sind durch 5-mm-Trokare einführbar: BB, SHT, JBT, PSG, ST4, ST3
 Folgende Nadeltypen sind durch 10-mm-Trokare einführbar: SH1-plus, SH, SH-plus, JB1, JB, EN3

ETHICON HOTLINES:

Telefon 0180 - 10 00 8 29
Fax 0800 - 10 16 1 38

Aufträge und Anfragen
werden im Hause
ETHICON durch ein
permanentes
Online-System
sofort bearbeitet.

Das verkürzt Lieferzeiten
auf ein absolutes
Minimum.

So werden im ETHICON
Auslieferungslager
täglich mehrere
hundert Aufträge
bearbeitet.
Für ständige
Verfügbarkeit
sorgt ein 5000 m²
großes Lager,
in dem unsere Produkte
zum unverzüglichen
Versand
bereitstehen.


Übertroffen wird unser
Lieferservice
allein durch unsere
Flexibilität bei Eilaufträgen.
Hier bemühen wir
die gesamte
interne und externe
Logistik
von der hauseigenen
Fahrzeugflotte
bis hin zu
Flugkurierdiensten,
um Ihnen zu liefern,
worauf Sie nicht warten
können.

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.ethicon.de

ETHICON Products
Robert-Koch-Straße 1
D-22851 Norderstedt

JOHNSON & JOHNSON Medical Products
Gunoldstraße 16
A-1190 Wien
Telefon 01 - 360 25-0
Fax 01 - 36 02 55 02

JOHNSON & JOHNSON Medical
Rotzenbühlstrasse 55
CH-8957 Spreitenbach
Telefon 056 - 417 33 33
Fax 056 - 417 35 24

 gedruckt auf recyceltem Umweltpapier

ETHICON
a Johnson & Johnson company

